

## Руководство по эксплуатации

Разработка и производство этого медицинского оборудования проводились с учетом рекомендаций ЕС 93/42/ЕЕС.

### 1 ВНИМАНИЕ!

- Необходимо уделять особое внимание безопасности пациентов.
- Устройство предназначено только для использования в стоматологии. Его не следует применять для других целей.
- Запрещается самостоятельно разбирать устройство или вносить изменения в его конструкцию.
- Перед началом сеанса лечения проверьте уровень вибрации, шума и тепловыделения устройства. При обнаружении любых неполадок немедленно прекратите работу и обратитесь к поставщику.
- При обнаружении любых неполадок во время сеанса также немедленно прекратите работу и обратитесь к поставщику.
- После продолжительного использования наконечника уровень шума повышается; в этом случае необходимо установить новый картридж NSK. Если картридж не заменить вовремя, это может привести к травме или к ухудшению слуха стоматолога.
- Нажатие пусковой кнопки во время вращения наконечника приводит к его перегреву. Обратите особое внимание на то, чтобы пусковая кнопка не соприкасалась со щекой. Случайное нажатие пусковой кнопки может привести к травме.
- Оберегайте устройство от ударов и падений.
- Не пользуйтесь гнутыми, поврежденными или нестандартными борами. Хвостовик бора может согнуться или сломаться даже при рекомендованной скорости вращения.
- Хвостовик бора всегда должен быть чистым. Попадание остатков органических веществ в держатель может вызывать износ бора и препятствовать его правильной установке.
- Не превышайте установленную скорость вращения бора.
- Не включайте наконечник без бора или тест-бора.
- Бор или тест-бор должен быть установлен даже тогда, когда наконечник не используется.
- Удалять бор или тест-бор следует только после того, как подача воздуха полностью прекращена.

### 2 РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

Установите давление **0,22 МПа (2,2 кгс/см<sup>2</sup>)** там, где это указано стрелкой (рис. 1). Если манометр в этой точке отсутствует, задайте значение **0,25 МПа (2.5 кгс/см<sup>2</sup>)** по датчику давления на стоматологической установке.

#### Рис. 1

#### Внимание!

Не превышайте рекомендованное давление воздуха. В противном случае слишком высокая скорость вращения бора может привести к его поломке и преждевременному износу подшипников.

### 3 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БОРАМИ

- Не пользуйтесь нестандартными борами. Диаметр хвостовика бора в соответствии со стандартом ISO должен составлять 1,59–1,60 мм.
- Не пользуйтесь гнутыми, изношенными, поврежденными или неконцентрическими борами.
- Скорость вращения бора не должна превышать рекомендованную изготовителем.
- Используйте только чистые боры. В противном случае возможно накопление остатков органических веществ внутри держателя, что ухудшает фиксацию бора и ведет к преждевременному износу держателя.
- Бор следует устанавливать в держатель до упора при полностью нажатой пусковой кнопке.
- Не используйте боры с коротким хвостовиком.

### 4 СМЕНА БОРА

#### 1) Удаление бора

Нажмите кнопку на головке наконечника большим пальцем до щелчка и удалите бор (рис. 2).

Рис. 2

#### 2) Установка бора

Вставьте бор до конца в головку наконечника. Нажмите кнопку и вставьте бор дальше до упора.

#### Внимание!

Если во время сеанса возникали сильные вибрации (например, при удалении коронки зуба), бор может застрять в держателе. В таком случае вытащите его щипчиками; кнопка при этом должна быть нажата с помощью ключа EG. Чтобы избежать застревания, следует чаще менять положение бора в держателе.

### 5 СМАЗКА

Обрабатывайте наконечник спреем PANA SPRAY Plus или смазочным маслом после каждого использования и перед автоклавированием.

#### ■ Применение спрея PANA SPRAY Plus

- (1) Установите переходник на горловину аэрозольного баллончика.
- (2) Вставьте переходник в воздуховод наконечника приблизительно на 2–3 с.

Воздуховод  
Midwest (4 отверстия)  
Borden (2 отверстия)  
Переходник  
Наконечник  
PANA SPRAY Plus

Рис. 3

#### Внимание!

- Крепко удерживайте наконечник, чтобы он не соскочил при распылении спрея.
- Распыляйте смазку, пока она не начнет выступать из головки наконечника.
- Держите аэрозольный баллончик PANA SPRAY Plus вертикально.

#### ■ Смазочное масло

Введите в воздуховод наконечника 2–3 капли смазочного масла.

Воздуховод  
Midwest (4 отверстия)  
Borden (2 отверстия)  
Смазочное масло  
Наконечник

**Рис. 4**

## **6 ОЧИСТКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ**

Это устройство можно подвергать термодезинфекции.

Рекомендуется стерилизация в автоклаве.

Необходимо проводить стерилизацию устройства после каждого приема пациента (см. далее).

### **■ АВТОКЛАВИРОВАНИЕ**

- (1) Удалите грязь с наконечника и очистите его с помощью хлопчатобумажной ткани, смоченной в спиртовом растворе.
- (2) Отсоедините наконечник PANA-MAX от стоматологической установки и обработайте его спреем PANA SPRAY Plus (см. раздел 5 «Смазка»).
- (3) Поместите наконечник в пакет для стерилизации и закройте пакет.
- (4) Температура при автоклавировании не должна превышать 135 °С.  
Автоклавируйте в одном из следующих режимов: 20 мин при температуре 121 °С или 15 мин при температуре 132 °С.

### **Внимание!**

- **Не просушивайте наконечник в автоклаве.**
- **Если нагреватель расположен внизу, то температура на дне автоклава может превышать заданную. Помещайте наконечники на среднюю или верхнюю полку автоклава.**
- **Не автоклавируйте наконечник вместе с другими инструментами, с которых не полностью удалены химические препараты, даже если он находится в отдельном пакете. Совместное автоклавирование может привести к обесцвечиванию или повреждению покрытия наконечника.**

## **7 ЗАМЕНА КАРТРИДЖА**

### **1) Удаление картриджа**

- (1) Установите тест-бор в головку наконечника.
- (2) Наложите ключ на головку наконечника и снимите крышку головки (рис. 5).
- (3) Нажав на тест-бор, удалите картридж.
- (4) С помощью иглы удалите уплотнительное кольцо (рис. 6).
- (5) Удалите шайбу, расположенную под уплотнительным кольцом (рис. 7).

Ключ

**Рис. 5**

Уплотнительное кольцо

**Рис. 6**

Шайба

**Рис. 7**

## 2) Установка картриджа

- (1) Вложите шайбу любой стороной в головку наконечника (рис. 8).
- (2) Нанесите на новое уплотнительное кольцо немного турбинного масла и установите кольцо, не пользуясь при этом иглой (рис. 9).
- (3) Установите картридж, вставив его вертикально в головку (рис. 10).
- (4) Закрутите крышку головки пальцами до упора, затем подергайте тест-бор вверх-вниз, чтобы проверить, надежно ли он установлен (рис. 11).
- (5) С помощью ключа плотно затяните крышку головки наконечника.

Шайба

**Рис. 8**

Уплотнительное кольцо  
Паз уплотнительного кольца

**Рис. 9**

Картридж

**Рис. 10**

**Рис. 11**

### Внимание!

- **Соблюдайте осторожность, особенно при первом повороте ключа, чтобы не повредить мелкую резьбу крышки.**
- **Использование картриджей сторонних производителей может привести к прекращению действия гарантии NSK.**

Технические характеристики изделия могут изменяться без дополнительного уведомления.

---

### **NSK NAKANISHI INC.**

ШТАБ-КВАРТИРА И ПРЕДПРИЯТИЕ: 700 Shimohinata Kanuma, Tochigi 322-8666, Japan

тел.: +81 (0)289-64-3380

факс: +81 (0)289-62-5636

ОФИС В ТОКИО: 6F MY Building Ueno 1-13-3, Taito-ku Tokyo 110-0005, Japan

тел.: +81 (0)3-3835-2892

факс: +81 (0)3-3835-2856

<http://www.nsk-inc.com>

эл. почта: [box@nsk-nakanishi.co.jp](mailto:box@nsk-nakanishi.co.jp)