

Ярко и чисто – чистить
зубы очень просто.



KaVo. Dental Excellence.

Профессиональная профилактика – чтобы Ваши пациенты были счастливы.

Все больше пациентов осознают важность регулярной профилактики с целью поддержания здоровья зубов и безупречной улыбки. И в первую очередь пациенты хотят приятного и бережного лечения.


Как поставщик услуг в сфере профессиональных профилактических решений, компания KaVo всегда на Вашей стороне и готова обеспечить Вас первоклассной профилактической поддержкой. От чистки и полирования зубов до диагностики кариеса – решения KaVo всегда обладают следующими качествами:

- Простота использования
- Бережное отношение к пациенту
- Оптимальная интеграция в Ваш рабочий процесс

Чистка зубов особенно важна в профилактике гингивита, периодонтита и зубного кариеса. PROPHYpearls и PROPHYflex powder – обеспечивают бережный уход Вашим пациентам.



Канюля идеально концентрирует струю порошка для оптимального полирования.



Можно легко удалить для очистки и стерилизации.

Рукоятку можно вращать на угол вплоть до 360°. Это означает легкий доступ к труднодоступным местам.



Профилактика может быть очень легкой!

Легкое и эффективное лечение.

PROPHYflex облегчает Вашу работу. Вы достигнете идеальных результатов быстро и надежно.

Лучшая производительность для идеальных результатов.

Канюля PROPHYflex сконструирована таким образом, что струя порошка концентрируется эффективно и в достаточном объеме. Рукоятка вращается на 360° и обеспечивает отличные результаты чистки даже в труднодоступных местах.

Безопасность для стоматолога и пациентов.

Вы можете полностью стерилизовать и проводить термическую дезинфекцию Вашего PROPHYflex.

Легкая очистка за меньшее время.

PROPHYflex обеспечивает очень быструю чистку с превосходным результатом для Вас и Вашего ассистента. Кроме того, эксплуатация Вашего устройства PROPHYflex также позволяет сэкономить время: повторная загрузка порошка или гранул, а также полная очистка устройства происходят очень быстро – «в мгновение ока». И Вы сможете сберечь драгоценное время за счет всякого сеанса профилактики каждый день!

Превосходные условия работы:

- Легкая работа даже в зоне моляров благодаря рукоятке, вращающейся на 360°
- Легкая и быстрая очистка и повторная загрузка
- Комфорт для пациентов с более чувствительными зубами благодаря индивидуальному подбору объема порошка
- Удобная эксплуатация благодаря оптимизированной эргономике
- Гибкость в использовании благодаря разъему MULTIflex; также может использоваться с разъемами Sirona

Легкая очистка.

Герметичный резервуар для порошка, изготовленный из высококачественного полимера, можно легко очистить и высушить перед очередным заполнением.

KaVo PROPHYflex 3 можно промывать и дезинфицировать в термодезинфицирующем устройстве, а стерилизовать – при 135°C в автоклаве.



Доступны разъемы KaVo и Sirona



Удобно и эффективно – интенсивная чистка.

Чисто – как ни крути.

Для чистки зубов компания KaVo предлагает два различных чистящих средства, каждое из которых идеально адаптировано к PROPHYflex. Вы можете выбрать PROPHYpearls, либо PROPHYflex powder. Оба средства обеспечивают первоклассные результаты чистки – Ваши пациенты оценят разницу между тем, что было до процедуры, и стало после нее!

Более бережная, тщательная чистка с PROPHYpearls®.

Идеальная форма и функция:

PROPHYpearls состоят из менее гигроскопичного, некомообразующего кальция и могут применяться в любое время. Они имеют шарообразную форму и обеспечивают оптимальную мощность чистки благодаря неограниченному числу точек контакта на сферической поверхности. PROPHYpearls перекатываются по поверхности зубов и поэтому работают более эффективно.

Максимальное удобство для Ваших пациентов:


PROPHYpearls особенно бережно контактируют с зубами, поскольку у них нет острых кромок. Ваши пациенты также оценят щадящее влияние на всю полость рта и нейтральный вкус PROPHYpearls.

Берегите драгоценное время с PROPHYpearls:

Не только чистка зубов, но и процедура стала более эффективной. Вам остается лишь снова заполнить устройство PROPHYpearls, находящимися в предварительно дозированном саше.

Научно доказано:

Немецкий институт профессиональной, социальной медицины и гигиены окружающей среды (г. Ульм) подтверждает: «Доказано, что PROPHYpearls не приводят к образованию царапин на обработанных поверхностях дентина и эмали. Естественные анатомические борозды на обработанных поверхностях эмали значимо не сглаживаются».



Стандартный бикарбонат натрия: угол наклона 60°–90°. Частицы порошка имеют острую кромку, оказывают воздействие на поверхность зубов и тут же отскакивают от нее.



KaVo PROPHYpearls: угол наклона 10°–60°. Благодаря более острому углу наклона, PROPHYpearls перекатываются по поверхности зубов.



PROPHYpearls без углов, острых краев и плоских участков (размер частиц 60–70 микрон).



После чистки PROPHYpearls (увеличение x150).

KaVo PROPHYpearls® – главные преимущества:

- Легкая чистка и эффективный потенциал благодаря малой абразивности
- Комфортный нейтральный вкус для Ваших пациентов
- Биосовместимость благодаря кальциевой основе
- Легкость в использовании благодаря предварительно дозированным саше




KaVo PROPHYpearls



Порошок PROPHYflex powder® придется по вкусу Вашим пациентам.

PROPHYflex powder выпускается с фруктовыми вкусами вишни, ягод, мяты и апельсина. Порошок PROPHYflex powder содержит бикарбонат натрия с размером частиц от 60 до 70 микрон и является классическим примером чистящего средства. Налет удаляется легко и эффективно, а пациент ощущает замечательный фруктовый вкус.




До чистки – изображение, полученное при помощи сканирующего электронного микроскопа (увеличение x20 и x200).



До чистки.

После чистки с использованием PROPHYflex 3.



После чистки – изображение, полученное при помощи сканирующего электронного микроскопа (увеличение x20 и x200).

Порошок KaVo PROPHYflex powder®:

- Легкая процедура благодаря быстрому растворению в воде
- Легкость в использовании благодаря предварительно дозированной саше
- 4 приятных фруктовых вкуса (вишня, ягоды, мята и апельсин)



KaVo PROPHYflex powder



Легкость и гибкость при большом числе показаний.

PROPHYflex® – неограниченное использование с PROPHYpearls® и PROPHYflex powder®.

Большое количество показаний и легкость в эксплуатации сделают PROPHYflex одним из наиболее часто используемых в Вашей практике. Наслаждайтесь превосходными результатами лечения каждый день.



В случае окраски зубов или налета, при:

- Изменении окраски зубов вследствие употребления чая или кофе
- Зубном налете курильщика

Ваш результат с PROPHYflex:

Эффективная профилактика гингивита, периодонтита и зубного кариеса

Достоверное снижение риска зубного кариеса для Ваших пациентов

В ортодонтии для:

- Подготовки поверхностей перед фиксацией
- Удаления адгезивных остатков

Ваш результат с PROPHYflex:

Лучшие результаты терапии, бóльшая удовлетворенность пациентов

В стоматологии для:

- Улучшения адгезии композитных пломбировочных материалов, керамических вкладок и виниров

Ваш результат с PROPHYflex:

Увеличение срока годности композитных/керамических пломб

В протезировании для:

- Чистки здоровых зубов, что позволяет им лучше адаптироваться к оттенкам мостов, коронок

Ваш результат с PROPHYflex:

Идеальная адаптация к оттенкам

В эстетической стоматологии для:

- Чистки зубов перед отбеливанием – для точного определения естественного цвета/оттенка зубов
- Подготовки тканей зубов с целью оптимально эффективного использования отбеливающего средства

Ваш результат с PROPHYflex:

Наилучший результат отбеливания



Компания KaVo обеспечивает идеальное решение для каждого этапа профилактики:

Так легко для Вас.

Так бережно для Ваших пациентов.

	<p>1. Интеграция в рабочий процесс (например, с KaVo Primus® 1058 TM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Профессиональная профилактическая система Высокая надежность, обеспечивающая первоклассные результаты профилактики и лечения Удобная усадка пациента с мягкой обивкой Создайте приятную атмосферу для Ваших пациентов с привлекательными дизайнами 
	<p>2. Удаление зубного камня (например, с KaVo SONICflex quick 2008 L)</p> <ul style="list-style-type: none"> Легкая и быстрая смена насадки одним оборотом Один наконечник для огромного числа целей Также совместим с разъемами Sirona Мягкое вибрационное действие, особенно удобно для чувствительных пациентов Высокий уровень доверия пациента благодаря бережной процедуре Малошумный воздушный скейлер с подсветкой 
	<p>3. Чистка зубов (например, с KaVo PROPHYflex 3 - 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> Насадка, вращающаяся на 360°, для идеальных условий работы без напряжения Полная стерилизация и легкая интеграция в гигиеничный рабочий процесс Также совместим с разъемами Sirona Идеальная чистка зубов Бережная и приятная процедура с PROPHYpearls 4 вкуса (ягоды, вишня, мята, апельсин) 
	<p>4. Полирование (например, с KaVo DURAtec 2933)</p> <ul style="list-style-type: none"> Совместим с защелкивающимися и ввинчивающимися инструментами Специальная закупорка, идеальная для профилактики Лучшие результаты полирования благодаря идеальному распределению пасты с вращением 90° Мягкое полирование с небольшой вибрацией Чрезвычайно бережная процедура Чистые зубы, которые Вы видите и чувствуете 
	<p>5. Диагностика кариеса (например, с KaVo DIAGNOdent)</p> <ul style="list-style-type: none"> Идеальные результаты в любой области применения Надежная диагностика кариеса жевательных поверхностей и проксимального кариеса, а также диагностика камней в карманах периодонта Ранняя диагностика скрытого кариеса Беспроводная диагностика Безболезненная диагностика Большая уверенность пациентов благодаря достоверной диагностике 