







№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ		
			ЦЕНА	Ед.	Валюта
Наконечники пескоструйные AIR FLOW® HANDY 2+					
 <p style="text-align: center;">reddot design award</p>		<p>Легкий, изящный наконечник серии Эр Фло для полирования зубов и удаления мягкого налета, с современным дизайном и маленькой обтекаемой головкой под все виды быстро съемных соединений и разъемов турбинных шлангов ведущих мировых производителей стоматологического оборудования</p> <p>Выпускается под различные виды разъемов шлангов: Midwest, Borden и быстросъемных соединений W&H, Kavo, Sirona, Bien Air, NSK, Castellini.</p> <p>HANDY 2+ ПОМОЖЕТ ВАМ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Удалить налет и мягкие зубные отложения • Очистить и тем самым подготовить операционное поле • Возвратить зубам пациента естественный, здоровый цвет (с легким отбеливающим эффектом!) • Обеспечить оптимальную адгезию для композитных материалов • Обеспечить профилактику кариеса и заболеваний пародонта <p>Порошок засыпается в сферическую полость (объем камеры 23 гр), встроенную в корпус наконечника, носовая часть наконечника вращается.</p> <p>1 корпус наконечника с вращающейся носовой частью с насадкой для полирования 120 градусов 1 крышка резервуара порошка запасная иглы для очистки (длинная и короткая) + запасные прокладки</p>			
1	FT-170#A/105	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ белый (Мидвест)	1 040,00	шт.	EUR
2	FT-170#A/103	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ голубой(Мидвест)	1 040,00	шт.	EUR
3	FT-170#A/100	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ желтый (Мидвест)	1 040,00	шт.	EUR
4	FT-170#A/104	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ зеленый (Мидвест)	1 040,00	шт.	EUR
5	FT-170#A/101	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ оранжевый (Мидвест)	1 040,00	шт.	EUR
6	FT-170#A/118	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ розовый (Мидвест)	1 040,00	шт.	EUR
7	FT-170#A/Blue	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ голубой (Sirona)	1 040,00	шт.	EUR
8	FT-170#A/128	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (Bien-Air)	1 040,00	шт.	EUR
9	FT-170#A/127A	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (W&H)	1 040,00	шт.	EUR
10	FT-170#B/199	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (Борден, B2)	1 040,00	шт.	EUR
11	FT-170#A/117	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (Мидвест, M4)	1 040,00	шт.	EUR
12	FT-170#A/111	Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (Sirona)	1 040,00	шт.	EUR
Сопутствующие товары					
		<p>Малоабразивный, мелкодисперсный порошок на основе бикарбоната натрия со средним размером частиц для технологии AirFlow. Со вкусами: <i>Вишневый, Смородиновый, Тропический, Лимонный, Мятный, Нейтральный.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Средний размер частиц 65 мкм. • Для удаления наддесневых отложений и пигментированного налета, в том числе «налета курильщика». • Противовоспалительное действие. <p>Комплект поставки: флакон 300 г (1 банки хватает на 15 пациентов)</p>			
13	DV-048/CAS	Порошок AIR-FLOW® Classic (черная смородина)	35,00	шт.	EUR
14	DV-048/CHE	Порошок AIR-FLOW® Classic (вишня)	35,00	шт.	EUR
15	DV-048/LEM	Порошок AIR-FLOW® Classic (лимон)	36,00	шт.	EUR
16	DV-048/MIN	Порошок AIR-FLOW® Classic (мята)	35,00	шт.	EUR
17	DV-048/NEU	Порошок AIR-FLOW® Classic (нейтральный)	35,00	шт.	EUR
18	DV-048/TRO	Порошок AIR-FLOW® Classic (тропикана)	35,00	шт.	EUR
20	DV-071	<p>Порошок AIR-FLOW® SOFT</p> <p>Предназначен для обработки зубов пациентам с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в частом и регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций. Средний размер частиц – 65 мкм.</p> <p>Комплект поставки: флакон 200 г (1 банки хватает на 12 пациентов)</p>	41,00	шт.	EUR
Наконечники пескоструйный AIR FLOW® HANDY PERIO					
		<p>AIR-FLOW® HANDY PERIO от EMS, наконечник для воздушно-абразивной обработки поддесневой поверхности корня зуба по технологии Perio-Flow, подключаемый к турбинному шлангу стоматологической установки • Используется уникальная технология воздушно-абразивной обработки <u>поддесневой части корня</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Не требует сложного подключения к установке с привлечением специалистов по обслуживанию медицинской техники • • Легкий, сбалансированный, эргономичный, мобильный • Вращающаяся носовая часть, обеспечивающая хороший доступ к обрабатываемой поверхности • Мягкий силиконовый одноразовый носик исключает травмирование тканей десны • Возможна поставка для большинства типов турбинных разъемов (Midwest, Borden и т.д.) <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наконечник Air-Flow handy Perio • Запасная крышка резервуара порошка (розового цвета) • 40 одноразовых силиконовых носиков • Аксессуары для ежедневного технического обслуживания наконечника 			
21	FT-197	AIR-FLOW® Handy Perio	1 500,00	шт.	EUR
22	FT-197# /	AIR-FLOW® Handy Perio (KaVo)	1 500,00	шт.	EUR
23	FT-197#	AIR-FLOW® Handy Perio (W&H)	1 500,00	шт.	EUR
Сопутствующие товары					


24	 <p>DT-113</p>	<p>Насадка силиконовая PERIO FLOW® Стерильные силиконовые носики одноразового использования, не травмирующие поверхности корней зубов и ножки имплантатов. Комплект поставки: 40 шт./уп.</p>	82,00	шт.	EUR
25	 <p>DV-070</p>	<p>Порошок AIR-FLOW® PERIO Предназначен для обработки поддесневой части корня с целью уничтожения биопленки, санации пародонтальных карманов, очистки поверхности имплантатов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Средний размер частиц – 25 мкм. • Для обработки поддесневой части корня с целью удаления биопленки, санации пародонтальных карманов, очистки поверхности имплантатов. • Не повреждает эмаль и дентин зуба. • Легко растворяется в воде. • Способствует уменьшению глубины пародонтальных карманов. • Применение по технологии Air-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. • Применение по технологии Perio-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. <p>Комплект поставки: флакон 120 г</p>	32,00	шт.	EUR

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ		
			ЦЕНА	Ед.	Валюта
Аппараты пескоструйный AIR FLOW® S1+ и S2+					
26	 AIR-FLOW® FT-167#A/041	AIR-FLOW® S1 - аппарат для воздушно-абразивной обработки поверхностей зубов по технологии Air-Flow, подключаемый к стоматологической установке. <ul style="list-style-type: none"> • Ручки регулировки подачи воды, воздуха и порошка расположены на корпусе аппарата. • Легкий, удобный в работе наконечник. • Современный, эргономичный дизайн. Комплект поставки: <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Air-Flow S1. • 2 сменных наконечника в стерилизационном боксе. • Инструменты и аксессуары для ежедневного технического обслуживания аппарата. • Воздушный шланг и электрический кабель для подключения аппарата к стоматологической установке. • Пневматическая педаль управления. • 1 банка порошка Air-Flow® Classic. 	2 565,00	шт.	EUR
27	 AIR-FLOW® FT-169A/#036	AIR-FLOW® S2 - многофункциональный аппарат, комбинирующий применение технологий Air-Flow и Piezon <ul style="list-style-type: none"> • Ручки регулировки подачи воды, мощности ультразвука, воздуха и порошка расположены на корпусе аппарата. • Легкие, удобные в работе наконечники. • Современный, эргономичный дизайн. • Дает возможность чередования и сочетания в процессе обработки технологий Air-Flow и Piezon. • Требуется подключение к системе подачи воды, сжатого воздуха и электропитанию стоматологической установки. Комплект поставки: <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Air-Flow S2. • 2 наконечника Air-Flow в стерилизационном боксе. • Универсальный наконечник Piezon. • Инструменты и аксессуары для ежедневного технического обслуживания аппарата. • 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) в стерилизационном боксе. • Воздушный и водный шланги, электрический кабель для подключения аппарата к стоматологической установке. • Ножная педаль управления. • 1 банка порошка Air-Flow Classic. 	3 800,00	шт.	EUR
Аппараты пескоструйный AIR-FLOW® MASTER Standatrd					
28	 AIR-FLOW® FT-188S 	AIR-FLOW MASTER® Perio Standatrd - Аппарат, комбинирующий применение технологий Air-Flow и Perio-Flow в комплектации Standard <ul style="list-style-type: none"> • Дает возможность чередования и сочетания в процессе обработки технологий Air-Flow и Perio-Flow. • Легкие, удобные в работе наконечники. • Современный, эргономичный дизайн. • Сенсорная панель управления. • Удобная многофункциональная педаль. • Подключается к стоматологической установке. Комплектация Standard: <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Air-Flow Master. • 1 наконечник Air-Flow в стерилизационном боксе. • 1 сменный наконечник Perio-Flow в стерилизационном боксе. • 40 одноразовых силиконовых носиков. • Инструменты и аксессуары для ежедневного технического обслуживания аппарата. • 1 емкость для порошка Air-Flow. • 1 емкость для порошка Air-Flow Perio. • Воздушный шланг и электрический кабель для подключения аппарата к стоматологической установке. • Многофункциональная педаль управления. • 1 банка порошка Air-Flow Classic. 	5 778,00	шт.	EUR
29	 AIR-FLOW® FT-188 	AIR-FLOW MASTER® Perio Premium - Аппарат, комбинирующий применение технологий Air-Flow и Perio-Flow в комплектации Premium <ul style="list-style-type: none"> • Дает возможность чередования и сочетания в процессе обработки технологий Air-Flow и Perio-Flow. • Легкие, удобные в работе наконечники. • Современный, эргономичный дизайн. • Сенсорная панель управления. • Удобная многофункциональная педаль. • Подключается к стоматологической установке. Комплектация Premium: <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Air-Flow Master. • 2 сменных наконечника Air-Flow в стерилизационном боксе. • 2 сменных наконечника Perio-Flow в стерилизационном боксе. • 40 одноразовых силиконовых носиков. • Инструменты и аксессуары для ежедневного технического обслуживания аппарата. • 2 емкости для порошка Air-Flow. • 1 емкость для порошка Air-Flow Perio. • Воздушный шланг и электрический кабель для подключения аппарата к стоматологической установке. • Многофункциональная педаль управления. • 1 банка порошка Air-Flow Classic. 	6 741,00	шт.	EUR

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ		
			ЦЕНА	Ед.	Валюта
30	 <p>AIR-FLOW®</p> <p>GOLD standart</p> <p>PIEZON NO PAIN</p> <p>AIR-FLOW KILLS BIOFILM</p> <p>FT-200</p>	<p>AIR-FLOW MASTER PIEZON® - многофункциональный аппарат для комплексной профилактики и лечения, комбинирующий применение технологий PIEZON NO PAIN, Air-Flow и Perio-Flow</p> <ul style="list-style-type: none"> • Наконечник Piezon® LED с подсветкой операционного поля. • 3 емкости для рабочих растворов и порошков. • Дает возможность чередования и сочетания в процессе обработки технологий Piezon No Pain, Air-Flow и Perio-Flow. • Два режима работы: «стандартный» и «перико». • Улучшенный дизайн и эргономика: сенсорная панель управления, магнитные держатели наконечников, ультратонкая многофункциональная педаль. • Новая технология PIEZON NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые колебания для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с инструментом в процессе работы. • Требуется подключение к системе подачи воды, сжатого воздуха и электропитанию стоматологической установки. <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Air-Flow Master Piezon. • 1 наконечник Piezon LED с подсветкой операционного поля. • 1 наконечник Air-Flow в стерилизационном боксе. • 1 наконечник Perio-Flow в стерилизационном боксе. • Инструменты и аксессуары для ежедневного технического обслуживания аппарата. • 3 инструмента Piezon (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • 1 емкость для рабочих растворов (350 мл). • 1 емкость для порошка Air-Flow. • 1 емкость для порошка Air-Flow Perio. • Многофункциональная педаль. • 1 банка порошка Air-Flow® Classic. 	7 162,00	шт.	EUR
Аппараты многофункциональные ультразвуковые PIEZON®					
НОВЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ PIEZON® 150 И 250					
<p>м Piezon® 150 Укомплектован мощностью в одно касание, 35-шаговым, сбалансированным по весу и размеру наконечником Piezon®. Включение и выбор передается к насадке. Ультратонкий LED-контроль мощности и режим эндо-перико. Вся мощность ультразвукового модуля – 8 Вт. Ультратонкая 2-шаговая педаль. Возможно отключение шланга и от наконечника и от аппарата. Требуется постоянное подключение к водопроводу</p>					
	 <p>PIEZON®</p> <p>FT-208KU</p>	<p>Piezon Master PM 100 - сверхкомпактный ультразвуковой аппарат</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Аппарат PIEZON® 100 * Блок питания * Шнур питания * E-Handpiece (EN-070/A(наконечник PIEZON®)) * Базовая система Perio (FS-421(Швейцарские инструменты A, P, PS)) * Ключ CombiTorque® (EL-424A) * Питающий водяной шланг * Ножная педаль 	720,00	шт.	EUR
35	 <p>PIEZON®</p> <p>FT-215</p>	<p>Piezon® 150 - сверхкомпактный ультразвуковой аппарат</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат PIEZON® 150 с 1 оригинальный наконечник PIEZON® • Источник питания • 3 насадки A, P, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque • 2 фильтра для жидкости (один на прозрачном шланге) • 2-шаговая педаль 360° • Карта-тестер для инструментов PIEZON® и Комплект для технического обслуживания 	1 193,00	шт.	EUR

36		PIEZON® Piezon® 150 LED - сверхкомпактный ультразвуковой аппарат с LED подсветкой Комплект поставки: <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат PIEZON® 150 LED с 1 оригинальный наконечник PIEZON® LED • Источник питания • 3 насадки А, Р, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque • 2 фильтра для жидкости (один на прозрачном шланге) • 2-шаговая педаль 360° • Карта-тестер для инструментов PIEZON® и Комплект для технического обслуживания 	1 500,00	шт.	EUR
			FT-223		

срок действия прайса до 1.02.2015

№	Артикул	Наименование	Розничная		
			Цена	Ед.	Валюта
34		PIEZON® Piezon® Master 600 (белый; металл, хром) - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат. <ul style="list-style-type: none"> • Возможность подключения двух наконечников. • Две емкости для рабочих растворов. • Возможно чередование рабочих растворов в процессе обработки. • Возможность работы без подачи жидкости. • Три режима работы: «реставрация», «пародонтология» и «эндо». • Технологичный, удобный дизайн. • Ультратонкая многофункциональная педаль. Комплект поставки: <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Piezon Master 600 в корпусе белого цвета. • 1 наконечник Piezon. • 2 шланга для наконечников. • 3 инструмента Piezon (А, Р, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • 2 емкости для рабочих растворов (350 мл). • Многофункциональная педаль: ультразвук+ирригация/ирригация/ультразвук/boost. 	3 000,00	шт.	EUR


PIEZON® 250 Укомплектован монолитным, сбалансированным по весу и размеру наконечником Piezon® (без подсветкой). Включение и выбор мощности в одно касание, 35-шаговый LED-контроль мощности и режим эндо-перио. Емкость для жидкости – 350 мл (стандартно), 500 мл - опционально. Вся мощность ультразвукового модуля – 8 Вт. передается к насадке. Ультратонкая 2-шаговая педаль. Возможно отключение тасла и от наконечника и от аппарата



Свойства и преимущества:

- Новичек ультразвуковой модуль обеспечивает более эффективную обработку
- Высокая эксплуатационная характеристика обеспечивает мягкую процедуру обработки и высокий уровень комфорта для пациента
- Минимальная настройка амплитуды до насадки - 8 Вт (потеря мощности от генерирующего модуля до насадки - не более 20%)
- Очень низкий уровень рабочего шума (менее 50 дБ)
- Самая высокая мощность ультразвука выросла на 20%



Производительность нового Piezon в поступательные движения насадки





- Абсолютно линейные возвратно-поворотные движения обеспечивают максимальную безопасность и эффективность
- Постоянное управление с обратной связью и точная регулировка мощности обеспечивают максимальную безопасность и эффективность

36		PIEZON® Piezon Master PM 200 - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат Комплект поставки: <ul style="list-style-type: none"> * Аппарат PIEZON® 200 * Блок питания * Шнур питания * E-Handpiece (EN-070/A(наконечник PIEZON®)) * Базовая система Perio (FS-421(Швейцарские инструменты А, Р, PS)) * Ключ CombiTorque® (EL-424A) * Ножная педаль * Емкость 350 мл., опционально 500 мл. 	960,00	шт.	EUR






37	 <p>PIEZON®</p> <p>reddot design award</p> <p>FT-216</p>	<p>PIEZON® 250 - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Источник питания • Перистальтическая помпа • 1 оригинальный наконечник PIEZON® • 3 насадки А, Р, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque • Ёмкость 350 мл для рабочего раствора • 2-шаговая педаль 360° • Карта-тестер для инструментов PIEZON® • Комплект для технического обслуживания (включая перистальтическую помпу) 	1 915,00	шт.	EUR
38	 <p>PIEZON®</p> <p>reddot design award</p> <p>FT-224</p>	<p>PIEZON® 250 LED - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Источник питания • Перистальтическая помпа • 1 оригинальный наконечник PIEZON® LED EN-060A • 3 насадки А, Р, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque • Ёмкость 350 мл для рабочего раствора • 2-шаговая педаль 360° • Карта-тестер для инструментов PIEZON® • Комплект для технического обслуживания (включая перистальтическую помпу) 	2 200,00	шт.	EUR









срок действия прайса до 1.02.2015

№	Артикул	Наименование	Розничная		
			Цена	Ед.	Валюта
39	 <p>PIEZON®</p> <p>GOLD standart</p> <p>PIEZON NO PAIN</p> <p>FT-194S</p>	<p>Piezon® Master 700 Standard - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат в комплектации Standard. С подсветкой операционного поля.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Возможно подключение двух наконечников с подсветкой операционного поля. • Две емкости для рабочих растворов. • Возможно чередование рабочих растворов в процессе обработки. • Два режима работы: «стандартный» и «эндо». • Возможность работы без подачи жидкости. • Улучшенные дизайн и эргономика: сенсорная панель управления, магнитные держатели наконечников, ультратонкая многофункциональная педаль. • Новая технология PIEZON® NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые колебания для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с инструментом в процессе работы. <p>Комплектация Standart:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Piezon Master 700. • 1 наконечник Piezon® LED с подсветкой операционного поля. • 1 шланг для наконечников. • Инструменты Piezon® (А, Р, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • 2 емкости по 350 мл для рабочих растворов. • Многофункциональная педаль управления. 	3 600,00	шт.	EUR
40	 <p>PIEZON®</p> <p>GOLD standart</p> <p>PIEZON NO PAIN</p> <p>FT-194</p>	<p>Piezon® Master 700 Premium - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат в комплектации Premium. С подсветкой операционного поля.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Два наконечника с подсветкой операционного поля. • Две емкости для рабочих растворов. • Возможно чередование рабочих растворов в процессе обработки. • Два режима работы: «стандартный» и «эндо». • Возможность работы без подачи жидкости. • Улучшенные дизайн и эргономика: сенсорная панель управления, магнитные держатели наконечников, ультратонкая многофункциональная педаль. • Новая технология PIEZON® NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые колебания для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с инструментом в процессе работы. <p>Комплектация Premium:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аппарат Piezon Master 700. • 2 наконечника Piezon® LED с подсветкой операционного поля. • 2 шланга для наконечников. • Инструменты Piezon® (А, Р, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • 2 емкости по 350 мл для рабочих растворов. • Многофункциональная педаль управления. 	4 970,00	шт.	EUR
Наконечники ультразвуковые встраиваемые в стоматологическую установку KIT PIEZON®					

41	 <p>PIEZON®</p> <p>FS-367</p>	<p>KIT Piezon® NO PAIN - С подсветкой операционного поля.</p> <p>Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки, наконечник размещается на панели с инструментами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. • Новая технология Piezon® NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые колебания для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с инструментом в процессе работы. • Может использоваться со всеми инструментами Piezon®. <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Встраиваемый ультразвуковой модуль Piezon®. • 1 наконечник Piezon® с подсветкой операционного поля. • 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • Потенциометр. • Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 	1 080,00	шт.	EUR
42	 <p>PIEZON®</p> <p>FS-266</p>	<p>KIT Piezon® Standart - Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки (Fimet и всем моделям Smile mini02), наконечник размещается на панели с инструментами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. • Может использоваться со всеми инструментами Piezon®. <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 универсальный наконечник Piezon®. • 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • Потенциометр. • Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 	650,00	шт.	EUR
43	 <p>PIEZON®</p> <p>FS-286</p>	<p>KIT Piezon® Standart - Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки (CHEESE, SMILE (кроме моделей mini02), Diplomat и Adec 500), наконечник размещается на панели с инструментами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. • Может использоваться со всеми инструментами Piezon®. <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 универсальный наконечник Piezon®. • 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 	650,00	шт.	EUR
44	 <p>PIEZON®</p> <p>FS-273</p>	<p>KIT Piezon® Light - Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки, наконечник размещается на панели с инструментами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. • Может использоваться со всеми инструментами Piezon®. <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 наконечник Piezon® с подсветкой операционного поля. • 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. • Потенциометр. • Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 	1 290,00	шт.	EUR

срок действия прайса до 1.02.2015

№	Артикул	Наименование	Розничная		
			Цена	Ед.	Валюта
<p>EMS SWISS INSTRUMENTS^{PM} Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON®</p>					
УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА					
45	DS-001A	 <p>Насадка А Инструмент для удаления массивных плотных сильно минерализованных наддесневых зубных отложений со всех поверхностей зуба. Применяется со всеми аппаратами Piezon.</p>	85,00	шт.	EUR
46	DS-003A	 <p>Насадка В Инструмент удаления обильных, сильноминерализованных отложений с язычных поверхностей фронтальных зубов. Удаление ортодонтического цемента.</p>	95,00	шт.	EUR
47	DS-002A	 <p>Насадка С Для удаления обильных, сильноминерализованных отложений с вестибулярных поверхностей фронтальных зубов. Удаление ортодонтического цемента</p>	95,00	шт.	EUR
48	DS-011A	 <p>Насадка Р - Насадка пародонтологическая Инструмент для удаления поддесневых зубных отложений при глубине пародонтального кармана до 34 мм, а также средне- и слабоминерализованных наддесневых зубных отложений со всех поверхностей зуба. Длина рабочей части 15 мм.</p> <p>Режимы использования инструмента: Орошение: от среднего до максимального уровня Допустимая мощность ультразвука: от низкой до высокой Особенность использования: можно использовать только латеральные поверхности инструмента, фронтальной частью и кончиком работать нельзя. <i>Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом Combi Torque®</i></p>	97,00	шт.	EUR
49	DS-016A	 <p>Насадка PS - Насадка пародонтологическая супертонкая, длина 15 мм Применяется для удаления средне- и слабоминерализованных немассивных поддесневых зубных отложений из пародонтальных карманов глубиной более 3 мм, в первую очередь – на этапах «поддерживающего» лечения, когда поддесневые отложения немассивные и слабоминерализованные. <i>Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</i></p>	115,00	шт.	EUR

50	DT-065A		Насадка PI - Инструмент (файл) для очистки имплантантов и реставрационных материалов Применяется для удаления слабоминерализованных и неминерализованных зубных отложений с поверхности имплантатов, искусственных коронок, композитных реставраций, пломб из компомеров и стеклоиономерных цементов. Представляет собой металлический стержень, рабочая часть которого покрыта эластомером («мягким пластиком») Применяется с эндочаком 120°. Не оставляет царапин и чёрных полосок на обрабатываемой поверхности. <i>Поставляется комплектом из 4 инструментов (файлов).</i>	124,00	шт.	EUR
51	DS-030A		Насадка PL1 - Насадка пародонтологическая с левым изгибом Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации и с контактных поверхностей жевательных зубов. <i>Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</i>	138,00	шт.	EUR
52	DS-031A		Насадка PL2 - Насадка пародонтологическая с правым изгибом Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации и с контактных поверхностей жевательных зубов. <i>Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</i>	138,00	шт.	EUR
53	DS-032A		Насадка PL3 - Насадка пародонтологическая прямая для обработки 3-х мм дистально-мезиальных карманов Предназначена для удаления средне- и слабоминерализованных немассивных поддесневых зубных отложений из пародонтальных карманов глубиной более 3 мм. За счёт супертонкого кончика рабочей части позволяет эффективно удалять слабоминерализованные наддесневые зубные отложения с контактных поверхностей зубов, особенно при их скученности во фронтальном отделе. <i>Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</i>	119,00	шт.	EUR
54	DS-033A		Насадка PL4 - Насадка пародонтологическая с левым изгибом с шариком на конце Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации. Наличие шарика на вершине рабочей части предотвращает повреждение маргинальной десны и периодонта. <i>Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</i>	138,00	шт.	EUR
55	DS-034A		Насадка PL5 - Насадка пародонтологическая с правым изгибом с шариком на конце Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации. Наличие шарика на вершине рабочей части предотвращает повреждение маргинальной десны и периодонта. <i>Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</i>	138,00	шт.	EUR
56	DS-075A		Насадка HPL3 - Насадка пародонтологическая с алмазным покрытием Инструмент с алмазным покрытием рабочей части, размер алмазных зерен – 70 мкм. Предназначен для очистки поверхности корня в процессе хирургического лечения пародонтита (т.е. при «открытом» доступе), а также для одонтопластики – устранения морфологических особенностей поверхности корня зуба и дефектов пломбирования, способствующих ретенции зубных отложений.	167,00	шт.	EUR
57	DS-065A		Насадка DPL3 - Насадка пародонтологическая с алмазным покрытием Инструмент с алмазным покрытием рабочей части, размер алмазных зерен – 15 мкм. Предназначен для очистки и шлифования поверхности корня зуба в процессе хирургического лечения пародонтита (т.е. при «открытом» доступе). Представляет собой металлический стержень, рабочая часть которого покрыта алмазными зёрнами.	167,00	шт.	EUR

срок действия прайса до 1.02.2015







№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ		
			ЦЕНА	Ед.	Валюта
<p>EMS SWISS INSTRUMENTSSM Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON®</p>					
<p>ЭНДОДОНТИЯ - ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДО ВЕРШИН МАСТЕРСТВА</p>					
<p>Формирование корневого канала. Очистка корневого канала. Латеральная конденсация гуттаперчевых штифтов. Снятие коронок, мостовидных протезов и штифтов. Удаление кальцификатов. Удаление фрагментов сломанных инструментов. Ретроградное препарирование корневых каналов.</p>					













58	 DS-066A	<p>Насадка RT1 - Инструмент с алмазным напылением для обнаружения корневых просветов и удаления кальцификатов в коронковой трети системы корневых каналов.</p> <p>Назначение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обработка и очистка пульповой камеры. • Формирование доступа в корневой канал, обработка с сохранением естественной анатомии полости зуба. • Щадящее удаление кальцифицированных участков из области устья. • Поиск и раскрытие устьев облитерированных и дополнительных корневых каналов. • Повышение эффективности ирригации (а значит, и степени очистки) корневых каналов. • Оптимизация процесса очистки всей системы корневого канала за счет проникновения ирриганта в трансверсальные и латеральные ответвления. • Распломбирование и очистка каналов при повторном эндодонтическом лечении. • Удаление металлических штифтов и литых вкладок. • Удаление фрагментов инструментов. • Конденсация гуттаперчи при пломбировании. • Ретроградная обработка корневого канала при хирургическом эндодонтическом лечении. Предназначен для работы на средней и высокой мощности с водяным охлаждением. После и в процессе обработки полости зуба и пульповой камеры начинают работать «законы цвета» поиска корневых каналов, происходит обработка фурационных каналов, осветление коронки зуба. 	166,00	шт.	EUR
59	 DS-067A	<p>Насадка RT2- Инструмент для работы в средней трети канала: для удаления нависающих краев и создания прямолинейного доступа к фрагментам сломанных инструментов. Имеет рабочую часть цилиндрической формы с алмазным напылением (70 мкм). Используется для работы на средней и выше среднего мощности с водяным охлаждением.</p> <p>Применяется для:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнения одного из этапов удаления штифтов и вкладок, – создания доступа к отломку инструмента, – удаления массивных дентиклей. 	166,00	шт.	EUR
60	 DS-005A	<p>Насадка D - инструмент для удаления культевых вкладок и эндоканальных конструкций. Удаление штифтов. Протокол применения: Сначала необходимо удалить пломбировочный материал, а затем с помощью ультразвуковой насадки воздействовать на штифт. Ультразвуковая энергия передается на штифт, вследствие чего происходит расшатывание штифта и разбивание цемента.</p> <p>Комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инструмент D - 1 шт. • Динамометрический ключ CombiTorque - 1 шт. 	95,00	шт.	EUR
61	 DS-004A	<p>Насадка Н - Инструмент для уплотнения гуттаперчи За счет вибрации и нагрева Инструмент Н значительно оптимизирует процесс конденсации гуттаперчи, при этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • конденсация производится быстрее, • плотность гуттаперчи в канале становится значительно выше, • происходит obturation латеральных и ацезорных каналцев. <p>Методика ультразвуковой пластификации гуттаперчи. Метод заключается в пластификации гуттаперчевого штифта путем его активации ультразвуком без охлаждения специального эндодонтического инструмента установленного в канал с гуттаперчевым штифтом. Разогретая таким образом гуттаперча обеспечивает высокую плотность obturation канала. Финальную конденсацию последнего штифта осуществляют ручным плаггером.</p> <p><i>Применяется в безжидкостном режиме со всеми ультразвуковыми приборами EMS.</i></p>	95,00	шт.	EUR
62	 DT-018	<p>Плоский ключ - Плоский ключ-линейка для смены инструментов. Применяется со всеми эндочаками для правильной и надежной фиксации файлов.</p>	18,60	шт.	EUR
63	 DS-069	<p>Эндочак 180° - Держатель для стержневых инструментов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Имеет прямую, не изогнутую шейку (180°). • Дает возможность смены инструментов без замены держателя. • Применяется с инструментами RT3, RE2, файлами Berutti, эндодонтическими файлами. 	119,00	шт.	EUR
64	 DS-010	<p>Эндочак 120° - Держатель для стержневых инструментов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Держатель для стержневых инструментов; • Имеет изогнутую шейку (120°); • Является наиболее универсальным инструментом: применяется для обработки зубов фронтальной группы, премоляров и моляров при удобном доступе; • Дает возможность смены инструментов без замены держателя; • Применяется с инструментами RT3, RE2, Pl, файлами Berutti, эндодонтическими ультразвуковыми файлами. 	116,00	шт.	EUR

срок действия прайса до 1.02.2015


№	Артикул	Наименование	Розничная		
			Цена	Ед.	Валюта

ЭНДОДОНТИЯ - ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДО ВЕРШИН МАСТЕРСТВА











65	DS-012		<p>Эндочак 90° - Держатель для стержневых инструментов</p> <ul style="list-style-type: none"> • Имеет изогнутую шейку (90°). • Дает возможность смены инструментов без замены держателя. • Применяется в работе с гибкими эндодонтическими файлами при обработке моляров 	119,00	шт.	EUR
66	DT-062		<p>Насадка RT3 (файлы) - Очень длинный и тонкий инструмент для извлечение фрагментов сломанных инструментов.</p> <p>Очень длинный и тонкий инструмент для извлечение фрагментов сломанных инструментов</p> <p>Предназначены для работы в средней и апикальной трети канала.</p> <p>Дизайн инструментов обеспечивает хороший обзор рабочего поля. Тонкий и конический инструмент облегчает доступ к фрагменту.</p> <p>Поверхность файла покрыта нитридом титана для высокого сопротивления и обеспечения надежности инструмента. Неинвазивная финишная обработка позволяет максимально сохранить дентин.</p> <p>Применяется с эндочаком 180° или 120° на низкой или средней мощности.</p> <p>Комплект поставки - 5 шт. в упаковке</p>	208,00	шт.	EUR
67	DT-061		<p>Насадка RE2 (файлы) - Инструмент для ретроградной обработки апикальной части корневого канала при операции резекции верхушки корня и подготовки к ретроградному пломбированию, а также для обработки и распломбирования устья корневого канала при повторном лечении.</p> <p>Покрытие нитридом титана обеспечивает надежность.</p> <p>Применяется с эндочаком 120° или 180°.</p> <p>Поставляется комплектом из 5 инструментов (файлов).</p>	220,00	шт.	EUR
68	DT-060		<p>Насадка (файл) Verutti - С алмазным покрытием рабочей части</p> <p>Для ретроградной обработки апикальной части корневого канала при операции резекции верхушки корня и подготовки к ретроградному пломбированию.</p> <p>Применяется с эндочаком 120° или 180°.</p> <p>Поставляется комплектом из 6 инструментов.</p>	208,00	шт.	EUR
69	DT-069A		<p>Насадка Endo Soft ESI (ISO 15) (файл) - Гладкие никель-титановые файлы с неагрессивной верхушкой для эффективной чистки и ирригации корневых каналов без изменения их формы.</p> <p>Комплект поставки: 6 файлов</p> <p>Правила пассивной ультразвуковой ирригация (PUI):</p> <ul style="list-style-type: none"> • В корневой канал с помощью шприца вводится ирригационный раствор в объеме 1,5-2 мл со скоростью не более 15 мл/мин. • Размер файла не должен превышать ISO 15-20. • Обработка проводится на уровне 1,5-2 мм от рабочей длины. • Обработка проводится специальным, заранее изогнутым файлом без агрессивной поверхности. • Рекомендуются 3 серии «озвучиваний» по 20 секунд. 	62,00	шт.	EUR
70	DT-011		<p>Эндодонтические файлы (набор файлов) - Стальные, режущие К-файлы для придания нужной формы корневному каналу.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Файлы из нержавеющей стали. - Изготавливаются 5 размеров по ISO (№ 15, 20, 25, 30 и 35). - Могут быть изогнуты в соответствии с кривизной корневого канала. - Применяются на низкой или средней мощности. - Применяются также для очистки и дезинфекции системы корневых каналов. - Используются с эндочаками 90° или 120°. <p>Комплект поставки:</p> <p>Набор файлов (№ 15, 20, 25, 30 и 35 по 6 шт. /уп.) 1 шт.</p>	90,00	шт.	EUR
71	DT-006		Файлы № 15 (белые) - по 6 шт. /уп.	18,00	шт.	EUR
72	DT-007		Файлы № 20 (желтые) - по 6 шт. /уп.	18,00	шт.	EUR
73	DT-008		Файлы № 25 (красные) - по 6 шт. /уп.	18,00	шт.	EUR
74	DT-009		Файлы № 30 (синие) - по 6 шт. /уп.	18,00	шт.	EUR
75	DT-010		Файлы № 35 (зеленые) - по 6 шт. /уп.	18,00	шт.	EUR

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	РОЗНИЧНАЯ		
			ЦЕНА	Ед.	Валюта
EMS SWISS INSTRUMENTS^{PM}			Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON®		
РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ					
76	 DS-052A	Насадка SD Инструмент с рабочей частью в форме лопатки с односторонним алмазным покрытием <u>для препарирования дистальных контактных полостей</u> с без риска повреждения соседних зубов	159,00	шт.	EUR
77	 DS-051A	Насадка SM Инструмент с рабочей частью в форме лопатки с односторонним алмазным покрытием <u>для препарирования мезиальных контактных полостей</u> с без риска повреждения соседних зубов.	159,00	шт.	EUR
78	 DS-060A	Насадка SBM Инструмент с маленьким шариком на вершине рабочей части и с односторонним алмазным покрытием <u>для финишной обработки краев мезиальных контактных полостей.</u>	135,00	шт.	EUR
79	 DS-061A	Насадка SBD Инструмент с маленьким шариком на вершине рабочей части и с односторонним алмазным покрытием <u>для финишной обработки краев дистальных контактных полостей.</u>	135,00	шт.	EUR
80	 DS-057A	Насадка SB Инструмент с маленьким шариком на вершине рабочей части и с алмазным покрытием для препарирования небольших кариозных полостей на щечных и окклюзионных поверхностях зубов.	135,00	шт.	EUR
81	 DS-062A	Насадка PF Инструмент с конусовидной рабочей частью с алмазным покрытием для обработки фиссур	159,00	шт.	EUR
82	 DS-064A	Насадка VE Инструмент с рабочей частью в форме удлиненной лопатки с алмазным напылением для обработки зуба под винир. Позволяет подготовить ложе винира с четкими, ровными краями без повреждения мягких тканей и соседних зубов	159,00	шт.	EUR
83	 DS-006A	Насадка E Инструмент для уплотнения малых и средних пломб из амальгамы	95,00	шт.	EUR
84	 DS-007A	Насадка F Инструмент для уплотнения больших пломб из амальгамы	95,00	шт.	EUR
85	 DS-008A	Насадка G Инструмент для сглаживания и полировки пломб из амальгамы и золотой фольги	95,00	шт.	EUR
86	 DS-015	Насадка SP (без колпачков) Инструмент для фиксации керамических вкладок, накладок и виниров.	126,00	шт.	EUR
87	 EL-063	Насадка SP (колпачки пластиковые) Пластиковые колпачки к инструменту для фиксации керамических вкладок, накладок и виниров. <u>Поставляются в комплекте из 6 штук.</u>	32,00	шт.	EUR

ХИРУРГИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PIEZON MASTER SURGERY®







88		PIEZON MASTER SURGERY® Piezon Master Surgery® Области применения:	5 990,00	шт.	EUR	
		<p>• <u>Амбулаторная хирургия</u> - удаление зубов, резекция верхушки корня, цистэктомия</p> <p>• <u>Пародонтальная хирургия</u> - остеотомия и костная пластика, забор аутогенной кости для восстановительной хирургии.</p> <p>• <u>Челюстно-лицевая хирургия</u> - забор цилиндрических костных блоков, костная дистракция, транспозиция нерва, синус-лифтинг, дистракционный остеогенез.</p> <p>• <u>Имплантология</u> - расщепление альвеолярного гребня, синус-лифтинг, забор аутогенной кости, остеотомия с целью создания отверстий для введения имплантата, формирование ложа под имплантат.</p> <p>Комплект поставки:</p> <p>• Аппарат Piezon Master Surgery - 1 шт.</p> <p>• Наконечник Piezon Master Surgery - 1 шт.</p> <p>• Базовая система хирургических инструментов (SL1, SL2, SL3, SL4, SC) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе.</p> <p>• Перистальтическая помпа - 1 шт.</p>				
		FT-172				







срок действия прайса до 1.02.2015

№	Артикул	Наименование	Розничная		
			Цена	Ед.	Валюта
PIEZON MASTER SURGERY®		Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON MASTER SURGERY®			
ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ					
Инструменты для хирургического ультразвукового аппарата серии Piezon Master Surgery®					
89	DS-100AB	 <p>Инструмент SC - Инструмент для расщепления альвеолярного гребня, атравматичного вертикального рассечения кости и точной остеотомии Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	140,00	шт.	EUR
90	DS-101AB	 <p>Инструмент SL1 - Инструмент для горизонтального разреза кости при костной трансплантации Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	186,00	шт.	EUR
91	DS-102A	 <p>Инструмент SL2 - Инструмент для атравматичной костной остеотомии С шариком с алмазным напылением на конце рабочей части для атравматичной костной остеотомии, для микрометрического сверления минерализованных тканей Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	186,00	шт.	EUR
92	DS-103A	 <p>Инструмент SL3 - Инструмент для отделения мембраны Шнайдера (слизистой оболочки гайморовой пазухи) при синус-лифтинге Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	115,00	шт.	EUR
93	DS-104A	 <p>Инструмент SL4 - Инструмент для забора костной ткани, идеален для синус-лифтинга в труднодоступных областях путем выполнения бокового разреза Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	140,00	шт.	EUR
94	DS-115A	 <p>Инструмент SL5 - Инструмент с большим шариком с алмазным напылением на конце рабочей части для обработки вестибулярной кости и остеопластики. Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	186,00	шт.	EUR
95	DS-116A	 <p>Инструмент SL6 - Инструмент поднятия мембраны Шнайдера при синус-лифтинге Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	110,00	шт.	EUR
96	DS-105A	 <p>Инструмент BC - Инструмент для деликатного и точного разреза кости Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	140,00	шт.	EUR
97	DS-106A	 <p>Инструмент BCL - Инструмент с левосторонним изгибом рабочей части для точного надреза кости Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	186,00	шт.	EUR
98	DS-107A	 <p>Инструмент BCR - Инструмент с правосторонним изгибом рабочей части для точного надреза кости Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque</p>	186,00	шт.	EUR

99	DS-108A		Инструмент RS1 - Инструмент с изогнутым кончиком и алмазным покрытием рабочей части для ретроградного препарирования корня зуба Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
100	DS-109A		Инструмент RS2 - Инструмент для ретроградного препарирования корня зуба Кончик инструмента подвержен пескоструйной обработке. Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	140,00	шт.	EUR
101	DS-110A		Инструмент RS3 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для ретроградного препарирования корня зуба (90°) Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
102	DS-114A		Инструмент EXL - Инструмент для удаления зуба, левосторонний Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	140,00	шт.	EUR
103	DS-113A		Инструмент EXR - Инструмент для удаления зуба, правосторонний Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	140,00	шт.	EUR
104	DS-111A		Инструмент EX1 - Инструмент с прямой рабочей частью для удаления фронтальных зубов Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	151,00	шт.	EUR
105	DS-112A		Инструмент EX2 - Инструмент для удаления зуба и проведения разреза в задних участках зубной дуги Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	140,00	шт.	EUR

срок действия прайса до 1.02.2015

№	Артикул	Наименование	Розничная			
			Цена	Ед.	Валюта	
PIEZON MASTER SURGERY®			Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON MASTER SURGERY®			
ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ						
106	DS-117A		Инструмент PE1 - Инструмент для пародонтальной микрохирургии С алмазным шариком на конце рабочей части для удаления зубного камня (размер алмазных зерен – 70 мкм). Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
107	DS-118A		Инструмент PE2 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для пародонтальной микрохирургии для расширения зоны фуркации С алмазным покрытием рабочей части для расширения зоны фуркаций (размер алмазных зерен – 70 мкм) Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
108	DS-119A		Инструмент PE3 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для пародонтальной микрохирургии для деликатного расширения зон фуркаций. Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для деликатного расширения зон фуркаций (размер алмазных зерен – 15 мкм) Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
109	DS-120A		Инструмент MB1 - с алмазным покрытием рабочей части для начальной остеотомии при операции имплантации Диаметр рабочей части 1,15 мм Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
110	DS-121A		Инструмент MB2 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для предварительного создания ложа имплантата – начальная фреза Диаметр рабочей части 1,95 мм Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
111	DS-122A		Инструмент MB3 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для предварительного создания ложа имплантата – начальная фреза Диаметр рабочей части 2,50 мм Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR

112	DS-123A		Инструмент MB4 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для создания окончательной конфигурации ложа имплантата – цилиндрическая финишная фреза Диаметр рабочей части 2,80 мм Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
113	DS-124A		Инструмент MB5 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для создания окончательной конфигурации ложа имплантата – цилиндрическая финишная фреза. Диаметр рабочей части 3,05 мм Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
114	DS-125A		Инструмент MB6 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для остеотомии на окончательном этапе при операции имплантации. Диаметр рабочей части 3,30 мм Используется с аппаратом Piezon Master Surgery Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque	186,00	шт.	EUR
PIEZON MASTER SURGERY® Сопутствующие товары: СИСТЕМЫ ДЛЯ PIEZON MASTER SURGERY®						
ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ						
Для эффективного и полноценного проведения лечения одного инструмента недостаточно, для этого специально разработаны системы - наборы инструментов в стерилизационном боксе. Все системы и инструменты поставляются с ключом CombiTorque.						
115	FS-325		Базовый набор Piezon Master Surgery Система базовая - оригинальных инструментов Piezon для хирургических манипуляций Инструменты предназначены для использования только с аппаратом Piezon Master Surgery Состав набора: Инструменты SL1, SL2, SL3, SL4, SC с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе	772,00	шт.	EUR
116	FS-326		Набор Piezon Master Surgery Система для удаления зубов - оригинальных инструментов Piezon для удаления зубов Инструменты предназначены для использования только с аппаратом Piezon Master Surgery Состав набора: Инструменты EXL, EXR, EX2, EX1 с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе	540,00	шт.	EUR
117	FS-327		Набор Piezon Master Surgery Система для костной пластики - оригинальных инструментов Piezon для костной пластики Инструменты предназначены для использования только с аппаратом Piezon Master Surgery Состав набора: Инструменты BCL, BCR, BC, SL1 с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе	660,00	шт.	EUR

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИ ЗАКАZE НАКОНЕЧНИКА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ АППАРАТОВ

1. Наконечник универсальный EN-041 комплектуется для следующих аппаратов EMS:

- Piezon Master 400
- Mini Piezon УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К СТОМ. УСТАНОВКЕ
- Mini master УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ АППАРАТ
- Air-flow S2 АППАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРАФИЛАКТИКИ
- Piezon 150 **НОВЫЙ** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ
- Piezon 250 **НОВЫЙ** МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

□ FS-266 и FS-286 ВСТРАИВАЕМЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР В СТОМ. УСТАНОВКУ

2. Наконечник EN-060A комплектуется для следующих аппаратов EMS:

- Mini master LED УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ
- Air-Flow Master Piezon МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРАФИЛАКТИКИ
- Piezon master 700 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ АППАРАТ
- Piezon 150 LED **НОВЫЙ** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

- Piezon 250 LED **НОВЫЙ** МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ
- FS-367 ВСТРАИВАЕМЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР В СТОМ. УСТАНОВКУ
- 3. **Наконечник EN-049 комплектуется для следующих аппаратов EMS:**
 - Piezon Master Surgery ХИРУРГИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ
- 4. **Наконечник универсальный EN-034 комплектуется для следующих аппаратов EMS:**
 - FS-273 ВСТРАИВАЕМЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР В СТОМ. УСТАНОВКУ
- 5. **Наконечник универсальный EN-037 комплектуется для следующих аппаратов EMS:** □
Piezon master 600 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ
- 6. **Наконечник универсальный EN-070/A комплектуется для следующих аппаратов EMS:**
 - Piezon master PM 100 **НОВЫЙ** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ
 - Piezon master PM 200 **НОВЫЙ** МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕСКОЛЬКО БЫСТРЫХ И ЛЕГКИХ СОВЕТОВ КАК ПРОДЛИТ ЖИЗНЬ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА



AIR-FLOW MASTER PIEZON®

В конце каждой процедуры. После каждого применения необходимо выполнять **1** очистку для удаления остатков порошка и жидкости внутри шлангов и наконечников.

2 **В конце каждого рабочего дня,** мы рекомендуем вам очистить порошок и жидкость, а также мыть и дезинфицировать жидкий контур.

3 **Каждые 3 месяца.** Если есть утечка воздуха или порошок остаток на порошок камеры кронштейн или если устройство больше не обнаруживает порошок камеру, порошок камеры шапки и уплотнения не должны быть изменены.

4 **Раз в месяц.** Чтобы гарантировать полную гигиену для ваших пациентов, мы рекомендуем вам заменить фильтр для воды, по крайней мере один раз в месяц или чаще, в зависимости от качества воды и продолжительности времени, что ваш блок была в использовании.

Для смягчения последствий нормального износа, мы рекомендуем Вам заменить **5** помпу, по крайней мере **один раз в год,** или более часто, если поток уменьшается или становится нерегулярным.



AIR-FLOW MASTER®



В конце каждой процедуры, порошковые остатки внутри шнуров и наконечников **1** должны быть удалены.

В конце каждого рабочего дня, полный продувки необходимо удалить все порошок и жидкие остатки внутри шнуров и наконечников. Вы можете выполнить эту очистку **2** одновременно на обоих наконечников.

Каждые 3 месяца. Если есть утечка воздуха или порошок остаток на порошок камерных скобках или если устройство больше не обнаруживает порошковых камер, **3** порошковой камеры шапки и суставы не должны быть заменены.

Чтобы гарантировать полную гигиену для ваших пациентов, мы рекомендуем вам **4** изменить фильтр для воды на минимум **раз в месяц или чаще,** в зависимости от качества воды и продолжительности времени, что ваш блок была в использовании.

PIEZON® MASTER 700



В конце каждой процедуры, если вы использовали другие жидкости кроме воды, **1** необходимо промыть жидкой цепь.

В конце каждого рабочего дня, мы рекомендуем вам мыть и дезинфицировать **2** жидкий контур.

Для смягчения последствий нормального износа, мы рекомендуем заменить помпу, **3** по крайней мере **один раз в год или чаще,** если поток уменьшается или становится нерегулярным.