

Такого разнообразия вы еще не видели!

Технические данные

VistaCam iX – отличные изображения, превосходная диагностика кариеса

Интраоральные и флуоресцентные снимки высшего качества + функция макросъемки (новинка)



Вот, что важно:

- Интраоральные снимки отличного качества
- Использование программного обеспечения для диагностики кариеса и обнаружения зубного налета благодаря флуоресценции
- Программа DBSWIN сохраняет снимки в качестве изображений или видео
- Эргономичное 360°-сенсорное кольцо
- Полностью цифровая передача данных
- Память изображений и возможность сохранения на USB-флешке

Технические данные	VistaCam iX ПК-версия	VistaCam iX Автономная (Stand-alone) версия
Подключения	USB 2.0	Базовая станция с гнездом HDMI/DVI
Сохранение снимков	на ПК/ноутбук	интегрированный накопитель снимков или возможность их сохранения на USB флешку
Многоместное использование	Plug&Play, кабель соединяется и отсоединяется у наконечника	Базовая станция на каждое рабочее место
Разрешение/Активация	Наконечник (по опции педаль)	Наконечник (по опции педаль)
Наконечник, вес (г)	50 (без кабеля)	50 (без кабеля)
Длина наконечника (мм)	190	190
Электропитание	USB (5 В)	Блок питания, базовая станция (12 В)
Возможность передачи	USB 2.0, через кабель (2,5 м)	USB 2.0, через кабель (2,5 м)
Воспроизведение снимка	Прямое или зеркальное регулируемое на ПК/ноутбук	Прямое или зеркальное регулируемое на базовой станции

	Cam-сменная насадка	Макро-сменная насадка	Proof-сменная насадка
Разрешение (пиксель)	470.000	470.000	470.000
Расстояние до объекта (мм)	5–35 (глубина резкости 30 мм)	3 (120-кратное увеличение)	10 постоянно, с дистанционным держателем
Освещение	8 светодиодов (белые)	8 светодиодов (белые)	4 светодиода (405 нм, фиолетовые)
Оптическая система	Стеклопластиковая оптика, высокого качества	Стеклопластиковая оптика, высокого качества	Стеклопластиковая оптика, высокого качества



TFT, плоский монитор 17"



Автономная (Stand-alone) версия



Одноразовые защитные чехлы

P007-62719/Пр-Дв/1,25/01/С5 Возможны технические изменения



DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerr.de
info@duerr.de



СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
АСПИРАЦИЯ
ПЕРЕДАЧА
ИЗОБРАЖЕНИЯ
СОХРАНЕНИЕ ЗУБОВ
ГИГИЕНА



